

# Liste inventaire du matériel nécessaire pour les Autopsies

*Jean-Marc Duplantier, Centre d'Informations SimMasto, 2009*

1. Fiches d'autopsie
2. Planchette à autopsie en mousse
3. Feuilles de papier kraft pour recouvrir la planchette à autopsie (1 par rongeur)
4. Sacs poubelles : pour recueillir les feuilles de papier, les carcasses de rongeurs non conservées, etc.. Ces déchets doivent impérativement être incinérés, puis enterrés sur place, à la fin de chaque séance d'autopsie.
5. Protection du personnel
  - gants d'examen
  - masques
  - lunettes
6. Sacs plastiques pour sortir les rongeurs des pièges
7. Collecte des puces
  - 1 grande bassine
  - 1 aspirateur à puces
  - 1 brosse
  - tubes eppendorff ou Nunc
  - éthanol 90°
8. Mensurations :
  - 1 règle métallique (25 ou 30 cm, graduée à 1 mm)
  - (1 peson 0-100g; gradué à 1g)
  - 1 peson 0-300 g (gradué à 2g)
  - (1 peson 0-1 kg, gradué à 5g)
9. Instruments à dissection :
  - 1 paire de gros ciseaux
  - 1 paire de ciseaux fins
  - 1 paire de pinces fortes
  - 1 paire de pinces fines
  - 4 à 5 aiguilles (pour prendre les mensurations et maintenir les rongeurs sur la planchette d'autopsie)
10. Désinfection des instruments
  - eau de javel 10%
  - éthanol 70°
  - brûleur à alcool
  - papier essuie-tout
11. Collecte du sang et des tissus
  - Sérobuvards
  - Tubes type Nunc avec joint étanche 2ml pour ectoparasites
  - Tubes 8 ml avec joint étanche pour prélèvement tissus, pattes
  - Tubes 40 ml pour tubes digestifs
12. Identification des rongeurs :
  - conserver la carcasse dans une solution de formol à 10% dans le cas d'espèces rares uniquement.
  - Conserver uniquement la tête pour les autres espèces, dans de l'éthanol 70 °
  - conserver un organe finement coupé en petits grains ou une patte postérieure en éthanol 95° pour des analyses d'ADN.